

B3C
pesage

Sérénité



2025



METROLOGIE LEGALE



Les domaines d'application de la Métrologie légale.

- la détermination de la masse pour les transactions commerciales directes et indirectes,
- la détermination de la masse pour le calcul d'un tarif,
- la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation,
 - Facturations, préemballages, remplissages, dosages, conditionnements.

Si le matériel est bien contrôlé annuellement, (Vignette mise à jour), en cas de litige, le poids a une valeur juridique.

C'est l'utilisateur qui est responsable de son instrument de mesure.

Il est supposé connaître la législation sur les activités nécessitant de la Métrologie légale des IPFNA.

A l'achat, il faut préciser que la balance est destinée à la métrologie légale. Elle doit donc être certifiée et correspondre à une précision réglementée.

EXTRAIT : Contrôle des préemballés, préconditionnés.

- Un contrôle concernant le contenu effectif de chaque emballage, préconditionné. Valeurs de division de la balance pour le contrôle. d'un lot de quantité nominale.

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg
2 g	à partir de 2 kg
5 g	à partir de 5 kg
10 g	à partir de 10 kg
20 g	à partir de 20 kg
50 g	à partir de 50 kg



▶ OUTIL VIDEO

9880 - Mode comptage en deux méthodes

S720 - Mode comptage avec poids unitaire connu

9860 - Mode Comptage par échantillonnage

S811 - Utilisation (tare + et -)



haute précision

LAB-800 - de 150g à 3000g

b3c
pesage
Sérénité

STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- IP44
- Butées de surcharge

ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240V, 50/60Hz
12VDC 1000mA
- Réf. 618.12080

BATTERIE

- Autonomie 30 à 70h
- 6V1.2AH/1000mA
- Réf. 590.400



AFFICHAGE

- Hauteur : 28 mm
- LCD rétro-éclairé




FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Pesage et comptage en %
- Fonction contrôle +/-
- 99 mémoires de seuils +/-
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie USB

OPTIONS

- Imprimante réf. PR5
- Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT



NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB800-150	150 g	0,005 g	Ø 116	295€
LAB800-600	600 g	0,01 g		
LAB800-1200	1200 g	0,02 g	144 x 124	
LAB800-3000	3000 g	0,1 g		
Modèle	Portée	(e) ML M	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB800-300-ML	300 g	0,05 g	Ø 116	398€
LAB800-600-ML	600 g	0,1 g		
LAB800-1200-ML	1200 g	0,2 g	144 x 124	
LAB800-3000-ML	3000 g	0,5 g		

B3C pesage

Sérénité



2025



01 64 99 34 34

01 64 99 33 55